

- ๔.๖ มีช่องสำหรับสอดสายน้ำเกลือและสายอุปกรณ์ สายเครื่องช่วยหายใจ ไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง
- ๔.๗ มีสวิทช์ปุ่มเลือกระบบการควบคุมอุณหภูมิโดยอัตโนมัติจากผิวหนังเด็ก(Skin temperature) หรือระบบการควบคุมอุณหภูมิภายในตู้บอดี้เด็ก(Incubator Air temperature) เป็นแบบองศาเซลเซียส
- ๔.๘ มีระบบการควบคุมอัตโนมัติจากผิวหนังเด็ก สามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ได้ตั้งแต่ ๓๔.๐-๓๗.๕ องศาเซลเซียส และปรับอุณหภูมิเพิ่มขึ้น (Override Mode)ได้ตั้งแต่๓๗.๖-๓๘.๐องศาเซลเซียส และอ่านค่าอุณหภูมิที่ผิวหนังเด็กได้ระหว่าง ๓๐.๐-๔๒.๐ องศาเซลเซียส
- ๔.๙ มีระบบการควบคุมอัตโนมัติภายในตู้บอดี้เด็ก สามารถปรับอุณหภูมิได้ตั้งแต่ ๒๓.๐-๓๗.๐องศาเซลเซียส
- ๔.๑๐ มีสัญญาณไฟแสดงระดับความร้อนอยู่ที่ชุดแผงควบคุมอุณหภูมิ(Heater Output) ได้อย่างน้อยจำนวน ๑๐ ระดับ เพื่อบอกความพร้อมในการทำงานของตู้บอดี้เด็กได้
- ๔.๑๑ มีกล่องใส่น้ำเพื่อเพิ่มความชื้นสัมพัทธ์ภายในตู้บอดี้เด็ก
- ๔.๑๒ ค่าเปอร์เซ็นต์ความชื้นสัมพัทธ์แสดงเป็นตัวเลขที่หน้าปัดของเครื่องได้ระหว่าง ๑๕-๙๙ % และสามารถตั้งค่าความชื้นสัมพัทธ์ได้ในช่วงระหว่าง ๔๐-๙๕ %
- ๔.๑๓ มีอากาศหมุนเวียนภายในตู้บอดี้เด็กได้ตลอดเวลา โดยผ่านแผ่นกรองอากาศ สำหรับกรองแบคทีเรียและเชื้อโรคได้ขนาดไม่น้อยกว่า ๐.๓ ไมครอน
- ๔.๑๔ มีระบบอากาศหมุนเวียนภายในตู้บอดี้เด็กที่มีเสียงดังไม่เกิน ๔๕ เดซิเบล (ขณะไม่ใช้ความชื้นสัมพัทธ์) ซึ่งไม่ทำให้เกิดเสียงรบกวนที่เป็นอันตรายต่อทารกในตู้บอดี้เด็ก
- ๔.๑๕ มีระบบตัดไฟอัตโนมัติ(Fuse For Safety Function หรือ Circuit Breaker) เมื่อกระแสไฟฟ้าลัดวงจร เครื่องจะหยุดทำงานทันที เพื่อป้องกันอันตรายต่อทารกและตู้บอดี้เด็กได้
- ๔.๑๖ การFlow ของอากาศภายในตู้บอดี้เด็ก มีลักษณะการFlow อากาศจากด้านขวาไปซ้ายของHood เพื่อป้องกันการสูญเสียอุณหภูมิขณะเปิดประตูหน้าต่างตู้บอดี้เด็ก
- ๔.๑๗ มีระบบสัญญาณเตือน(Alarm) อย่างน้อยต่อไปนี้
- ๔.๑๗.๑ เมื่อระบบควบคุมการทำงานกระแสไฟฟ้าขัดข้อง (Power Failure)
 - ๔.๑๗.๒ เมื่อระบบควบคุมการทำงานภายในตู้บอดี้เด็กขัดข้อง (System Failure)
 - ๔.๑๗.๓ เมื่ออุณหภูมิภายในตู้บอดี้เด็กสูงกว่าปกติ (High Temperature)
 - ๔.๑๗.๔ เมื่อสายวัดอุณหภูมิไม่ได้ต่อเข้ากับเครื่อง (Skin Temperature Failure)
 - ๔.๑๗.๕ เมื่ออุณหภูมิภายในตู้บอดี้เด็กแตกต่างจากที่ตั้งไว้
 - ๔.๑๗.๖ เมื่ออุณหภูมิที่ตัวผู้ป่วยแตกต่างจากที่ตั้งไว้
 - ๔.๑๗.๗ มีสัญญาณเตือน กรณีไม่มีน้ำกลั่นอยู่ในกล่องใส่น้ำ
- ๕.อุปกรณ์ประกอบเครื่อง
- ๕.๑ สายวัดอุณหภูมิผิวหนังเด็ก (Skin temperature probe) จำนวน ๑ ชุด
 - ๕.๒ ผ้าคลุม ตู้บอดี้เด็ก จำนวน ๑ ผืน
 - ๕.๓ คู่มือการทำงานภาษาไทย-ภาษาอังกฤษอย่างละ ๑ ชุด
 - ๕.๕ คู่มือการใช้งานอย่างย่อ จำนวน ๑ ชุด

